



CHI SIAMO

La **Fondazione "Opera San Camillo"** è un Ente **non a scopo di lucro** i cui risultati positivi sono utilizzati nella gestione delle Opere stesse e nelle Missioni.

La Fondazione gestisce **18 strutture** tra case di cura, ambulatori, residenze di riabilitazione e per anziani non autosufficienti, comunità residenziali per malati psichici e altre analoghe patologie e malattie.

La *Persona Umana* è il focus dell'azione assistenziale.

La ricerca scientifica è portata avanti nel rispetto della concezione etica personalistica della vita e della salute. Importanti sono le sinergie che si creano con il territorio in cui si opera per promuovere il miglioramento continuo, oltre che il diritto alla salute.

La **Casa di Cura San Camillo** è una Struttura sanitaria privata gestita dalla *Fondazione "Opera San Camillo"*, nello spirito di *san Camillo de Lellis*, patrono degli ospedali, dei malati e degli operatori sanitari.

La *Casa di Cura San Camillo* è dotata di 96 posti letto per ricoveri ordinari ed in Day Hospital, distribuiti in 3 reparti di degenza con camere da 1 posto letto.

È attivo il **Blocco Operatorio**, appena ristrutturato secondo le leggi e le esigenze più recenti, ed un efficiente **Poliambulatorio** con numerose attività specialistiche e dotato di apparecchiature mediche aggiornate ed efficienti.

CONTATTI

Prenotazione Ambulatorio:




02 6750 2550 – 02 6750 2551 — 02 6750 2282

e-mail: ambulatorio.scami.plv@camilliani.net

Sito web: www.sancamillomilano.net

DOVE SIAMO

Via Mauro Macchi 5, Milano



Metropolitana: Linea 1 - Lima

Linea 2 e 3 - *Stazione Centrale*

Tram: 5 e 33 - Vitruvio-Settembrini

Autobus: 60 - Vitruvio-Settembrini

Treno: circa 7 minuti a piedi dalla Stazione Centrale



FONDAZIONE "OPERA SAN CAMILLO"

Casa di Cura San Camillo



SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DIAGNOSTICA STRUMENTALE

*Risonanza Magnetica
G-Scan 0.25 Tesla*

INFO: 02 6750 2227



Risonanza Magnetica G-scan Esaote

Presso il **Servizio di Diagnostica per Immagini** della **Casa di Cura San Camillo** è impiegata la

Risonanza Magnetica G-scan 0.25 Tesla

che consente l'esecuzione di esami sotto carico.

Caratteristiche della RM G-scan Esaote

L'innovazione dell'apparecchiatura, ancora poco diffusa sul territorio nazionale, consiste nello **stativo a magnete** permanente **"aperto e rotante"** per il diverso posizionamento del Paziente.



Il sistema consente, infatti, di ruotare contemporaneamente sia il Paziente (sdraiato sul lettino) sia il magnete dalla posizione orizzontale a quella verticale.

La risultante è una più precisa valutazione dell'apparato muscolo-scheletrico, esaminato anche sotto carico fisiologico con conseguente valore aggiunto soprattutto nella diagnosi di patologie interessanti alcuni distretti anatomici come la **colonna vertebrale** ed il **ginocchio**.

Applicazioni della RM G-scan

La Risonanza Magnetica G-scan della Esaote rappresenta oggi la più avanzata apparecchiatura per lo studio delle diverse patologie a carico :

- * della colonna vertebrale
- * della spalla

- * dell'arto superiore (*braccio, gomito, avambraccio, polso, mano*)
- * del bacino
- * dell'anca monolaterale
- * dell'arto inferiore (*coscia, ginocchio, polpaccio, caviglia, piede*).

per la:

- ✓ **valutazione neurologica ed ortopedica delle patologie degenerative della colonna pre-trattamento chirurgico o farmacologico:**
 - **Patologia degenerativa discale**, in cui il trauma rappresenta il principale fattore patogenetico, includendo il soprappeso cronico, il multitraumatismo cronico e le conseguenze di un trauma acuto.
 - **Instabilità vertebrale e valutazione del rachide** operato, nel cui sospetto è utile effettuare l'esame con apparecchiature RM dedicate allo studio sotto carico, in modo da permettere di evidenziare spondilolistesi ed eventuali conflitti radicalari associati, non diagnosticabili con uno studio statico.
- ✓ **valutazione posturale ed ortopedica delle patologie derivanti da cause di disallineamento osteo-articolare**
- ✓ **valutazione ortopedica delle patologie osteo-articolari da stress (Medicina Sportiva)**
- ✓ **valutazione neurologica ed ortopedica dell'efficacia del trattamento chirurgico effettuato**

In caso di necessità, l'apparecchiatura esegue l'esame prima in ortostatismo (**posizione eretta**) e poi in clinostatismo (**posizione distesa**) in modo da poter comparare le differenze tra i due esami.



Vantaggi

La **Risonanza Magnetica G-Scan** è un apparecchio poco rumoroso e "aperto", quindi psicologicamente adatto anche a pazienti claustrofobici che mal tollererebbero l'ambiente chiuso, tipo "tunnel", della Risonanza Magnetica convenzionale.

La possibilità di eseguire esami comparativi a Paziente supino e in ortostatismo esalta l'effetto del carico sulle strutture muscolari, ossee, cartilaginee e legamentose



dimostrando come le stesse interagiscano tra loro sotto il peso corporeo, nella condizione cioè più frequentemente associata alla accentuazione della sintomatologia.

Prenotazioni prestazioni

L'esame viene **eseguito dietro prescrizione** del Medico **Specialista**.

La prestazione può essere **prenotata telefonicamente**, dal **lunedì** al **venerdì**, dalle ore **7:30** alle ore **18:30** componendo il numero: **02 6750 2227**.

ENTI CONVENZIONATI

La **Casa di Cura San Camillo** è convenzionata con **Assicurazioni, Fondi Integrativi, Fondi Sanitari, Casse Mutue ed Aziende**.